

FRED PA-1 FRED PA-1 ONLINE

La sencillez como prioridad: el AED para todos




FRED[®] PA-1

El AED de acceso público para todos

El equipo FRED PA-1 de SCHILLER guía al responsable de primeros auxilios en cada paso:

Cualquier usuario puede salvar vidas, incluso aquellos sin formación en primeros auxilios.



NOS AFECTA A TODOS

Cada año, más de 7 millones de personas en todo el mundo mueren debido a un paro cardíaco súbito. Cualquiera de nosotros podría sufrir un paro cardíaco súbito en cualquier momento y en cualquier lugar.

La desfibrilación consiste en aplicar energía eléctrica al corazón para restablecer un ritmo cardíaco correcto. El uso de un desfibrilador en combinación con compresiones torácicas bien realizadas es el único tratamiento que puede salvar la vida de un paciente.

HASTA DIEZ AÑOS DE GARANTÍA

SCHILLER le ofrece tranquilidad mediante la opción de ampliar la garantía hasta 10 años. Si el dispositivo se averiase durante el período de garantía, se sustituiría por otro nuevo.

CADA MINUTO CUENTA

Durante un paro cardíaco, la probabilidad de supervivencia se reduce aproximadamente un 10 % cada minuto.

Si la víctima está inconsciente y no respira con normalidad, deberán realizarse inmediatamente compresiones torácicas y respiraciones boca a boca (RCP).

La RCP duplica la tasa de supervivencia y el uso inmediato de un desfibrilador externo automatizado (AED) puede lograr tasas de supervivencia de hasta el 75 % en caso de paro cardíaco.

Los procedimientos que normalmente serían fáciles de seguir, pueden ser confusos en situaciones de emergencia. Por eso, Grupo SCHILLER desarrolla dispositivos fáciles de utilizar para actuar rápidamente en caso de emergencia.


SIEMPRE PREPARADO

En cuanto se levanta la tapa del dispositivo, el desfibrilador FRED PA-1 se enciende automáticamente. Tan solo es necesario colocar los electrodos preconectados en el pecho del paciente. La precarga sistemática permite administrar la descarga en el momento necesario.

PARA TODOS LOS TIPOS DE PACIENTES

Tanto si se utiliza con electrodos para adultos como con electrodos para niños, el FRED PA-1 detecta automáticamente el tipo de electrodo y ajusta la energía de la desfibrilación como corresponda.

En la parte trasera del dispositivo se puede guardar un juego de electrodos para niños.



INFORMACIÓN DE RCP EN TIEMPO REAL

La desfibrilación por sí sola no es suficiente. Para mantener un buen aporte de oxígeno a los órganos, las compresiones torácicas deben realizarse correctamente con el fin de restablecer la circulación sanguínea. El desfibrilador FRED PA-1 le ayuda a conseguir la máxima eficiencia con las compresiones torácicas:

- ❖ indicando la correcta posición de las manos;
- ❖ marcando un ritmo regular (metrónomo);
- ❖ facilitando información en tiempo real sobre la frecuencia de las compresiones torácicas sin necesidad de utilizar un sensor adicional (FreeCPR®).